

Ausschneidebogen:

## Modell eines HPV-Capsids

Hinweis: kartonstarkes Papier mit mindestens 170 g/m<sup>2</sup> ist am besten geeignet

✂️ Schneiden Sie die Vorlage aus 20 gleichseitigen Dreiecken (grau) mit den Falzen (weiß) sorgfältig aus. Falten Sie an den einzelnen Linien und kleben die Falze wie in der Abbildung gezeigt innen an die zugehörigen Kanten (s. Pfeile). Sie erhalten dann zwei zusammenhängende Halbschalen. Setzen Sie die Halbschalen an den passenden Stellen zusammen.

